

АО «СКБ СО и Э»

Мебель медицинская в вариантах исполнения с принадлежностями

по ТУ 32.50.30–003–07606510–2019

Тумба медицинская анестезиолога

ТМА-11В-М, ТМА-11В-Н

Паспорт

ТМА-11В.00.000-М ПС

ТМА-11В.00.000-Н ПС

Назначение

Тумба медицинская предназначена для размещения и хранения лекарственных средств, медицинских препаратов, перевязочного материала, дезинфицирующих медицинских средств, медицинских приборов, аппаратов, инструментов, используемых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний и мониторинга состояния организма человека; предназначена для размещения лабораторного оборудования и приборов, реагентов, медицинской посуды и других изделий медицинского назначения. Используется в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах, больницах и лабораториях, в специальных медицинских помещениях (например, в процедурном кабинете). Имеет прочное покрытие, устойчивое к многократной химической дезинфекции.

Показания к применению: использование с целью создания мест для размещения инструментов, лекарственных средств, приборов.

1. Основные технические характеристики

1 Основные параметры и размеры.

1.1 Основные размеры тумб и их масса указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров	
	ТМА-11В-М	ТМА-11В-Н
1. Габаритные размеры, мм, ± 4 мм		
высота	900	900
ширина	500	500
глубина	600	600
2. Масса, кг	42-44	41-43

1. Порядок осуществления утилизации

2.1. Мебель, после дезинфекции, подлежит утилизации в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

2.2. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

2.3. Утилизацию (уничтожению) мебели, не пригодной к эксплуатации, производят специализированные компании, имеющие соответствующие лицензии.

2. Гарантии изготовителя

3.1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям настоящих ТУ и безотказную работу изделия на протяжении гарантийного срока при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

3.2. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, при вне рыночном распределении - со дня получения мебели потребителем. Для мебели, изготовленной для экспорта, гарантийный срок исчисляют с момента проследования мебели через государственную границу России.

3.3. Гарантийный срок эксплуатации мебели 18 месяцев.

3.4. Гарантийный срок хранения мебели 6 месяцев с даты получения продукции конечным покупателем.

3.5. Тумба имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

3. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская в вариантах исполнения с принадлежностями по ТУ 32.50.30–003–07606510–2019:

Тумба медицинская анестезиолога ТМА-11В-М, ТМА-11В-Н

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 32.50.30–003–07606510–2019 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

4. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Юридический адрес: Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12.

Адрес производства: Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Электrolесовская 70а, 70б, 70л.

Для скачивания руководства по эксплуатации отсканируйте QR-код камерой телефона.



Вы можете оставить отзыв или задать интересующие вас вопросы, заполнив форму по QR-коду:

