

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в сложенном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплектовочной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Дата выпуска:

Штамп производителя

Срок эксплуатации 6 лет

Дата продажи:

Печать организации, продавшей изделие

ООО «Горское»

142400, г. Ногинск, Московская область, ул. 200 лет города, дом 2 Тел: 8-800-444-06-65 e-mail: info@gorskoye.com

Паспорт

Кушетка массажная КМ-«Горское»

Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д-RU.PA01.B.24209/24



Год выпуска 2024

Назначение изделия:

Кушетка массажная КМ-«Горское» предназначена для сидения и лежания при проведении различных видов массажа и косметических процедур, устанавливается в помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Технические характеристики:

Конструкция кушетки массажной КМ-«Горское» выполнена из стальных труб, покрытых полимерно-порошковым покрытием.

На металлокаркасе закреплены мягкие элементы (ложе и подголовник), выполненные из ДСП с настилом из пенополиуретана и покрытые искусственной кожей.

Угол наклона подголовника регулируется механически от 0° до 45°С.

Габаритные размеры, мм:

Длина 1950±10

Ширина 600±5

Высота 760±5

Масса, кг - 27±5%

Нагрузка не более 130 кг

Габаритные размеры с упаковкой, мм:

1700х660х100

Характеристики для транспортировки:

Масса (с упаковкой), кг - 29±5%

Объем, м.куб. – 0,12

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .

Правила хранения, транспортировки и эксплуатации мебели

1. Транспортировка кушетки на значительные расстояния осуществляется в заводской упаковке, автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учётом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

-температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20° до +40°С.

2. Кушетка может храниться только в упаковке в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:

-температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 0° до +40°С.

- относительная влажность при температуре окружающей среды +25° не более 80%

-отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

Комплектовочная ведомость:

№	Деталь	Поз.	Кол-во в изделии
1	Ригель	1	2
2	Стойка боковая	2	2
3	Траверса	3	1
4	Упор	4	
5	Мягкий элемент ложа		1
6	Мягкий элемент подголовника		1
7	Болт М 10х40		10
8	Шуруп 4,2х16 мм		6
9	Шуруп 4,2х32 мм		4
10	Шуруп 4,2х38 мм		4
11	Паспорт изделия		1

Инструкция по сборке

1. Соединить стойки боковые с ригелем и траверсой с помощью болтов М10х40мм, упор – с помощью винтов М 10 в резьбовые соединения.
2. Закрепить петли на подголовнике при помощи шурупов 4.2х16мм.
3. Закрепить мягкий элемент ложа к каркасу при помощи шурупов 4.2х32мм. и 4,2*38 доведя мягкий элемент ложа так чтобы окончание петли упиралось в ригель.
4. Завести штырь подголовника в «язык» упора вручную.

СХЕМА СБОРКИ КУШЕТКИ МАССАЖНОЙ КМ-«Горское», КМв-«Горское»



