



**Выписка**  
**из Государственного реестра медицинских изделий и организаций**  
**(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и**  
**изготовление медицинских изделий, по состоянию на 15:02 02.12.2025 г.**

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 193002;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2021/14254 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02927874);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 19.11.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Наборы пробных очковых линз "Armed". в составе:
  1. Набор пробных очковых линз "Armed" № 1, в составе:
    1. Линза сферическая (стигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 6,00 (2 шт.); 7,00 (2 шт.); 8,00 (2 шт.); 9,00 (2 шт.); 10,00 (2 шт.); 11,00 (2 шт.); 12,00 (2 шт.); 14,00 (2 шт.).
    2. Линза сферическая (стигматическая) положительная (+), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 6,00 (2 шт.).
    3. Линза цилиндрическая (астигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 3,00 (1 шт.); 4,00 (1 шт.).
    4. Линза цилиндрическая (астигматическая) положительная (+), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 3,00 (1 шт.); 4,00 (1 шт.).
    5. Призма очковая, пр. дптр.: 0,50 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 3,00 (2 шт.).
    6. Матированная линза - 1 шт.
    7. Точечная диафрагма - 1 шт.
    8. Щелевая диафрагма - 1 шт.
    9. Оклюдер - 1 шт.
    10. Красный светофильтр - 1 шт.
    11. Зеленый светофильтр - 1 шт.

12. Синий светофильтр - 1 шт.
13. Плоскопараллельная пластина - 2 шт.
14. Оправа пробная универсальная - 1 шт.
15. Салфетка (по требованию) - 1 шт.
16. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

II. Набор пробных очковых линз "Armed" № 2, в составе:

1. Линза сферическая (стигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 6,00 (2 шт.); 8,00 (2 шт.); 10,00 (2 шт.); 12,00 (2 шт.).
2. Линза сферическая (стигматическая) положительная (+), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 6,00 (2 шт.); 8,00 (2 шт.); 10,00 (2 шт.); 12,00 (2 шт.).
3. Линза цилиндрическая (астигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 6,00 (2 шт.).
4. Линза цилиндрическая (астигматическая) положительная (+), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 6,00 (2 шт.).
5. Призма очковая, пр. дптр.: 0,50 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 3,00 (2 шт.).
6. Точечная диафрагма - 1 шт.
7. Щелевая диафрагма - 1 шт.
8. Окклюдер - 1 шт.
9. Красный светофильтр - 1 шт.
10. Зеленый светофильтр - 1 шт.
11. Плоскопараллельная пластина - 1 шт.
12. Оправа пробная универсальная - 1 шт.
13. Салфетка (по требованию) - 1 шт.
14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

III. Набор пробных очковых линз "Armed" № 3, в составе:

1. Линза сферическая (стигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,12 (2 шт.); 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 6,00 (2 шт.); 6,50 (2 шт.); 7,00 (2 шт.); 7,50 (2 шт.); 8,00 (2 шт.); 9,00 (2 шт.); 10,00 (2 шт.); 11,00 (2 шт.); 12,00 (2 шт.); 13,00 (2 шт.); 14,00 (2 шт.); 15,00 (2 шт.); 16,00 (2 шт.); 18,00 (2 шт.); 20,00 (2 шт.).
2. Линза сферическая (стигматическая) положительная (+), дптр.: 0,12 (2 шт.); 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 6,00 (2 шт.); 6,50 (2 шт.); 7,00 (2 шт.); 7,50 (2 шт.); 8,00 (2 шт.); 9,00 (2 шт.); 10,00 (2 шт.); 11,00 (2 шт.); 12,00 (2 шт.); 13,00 (2 шт.); 14,00 (2 шт.); 15,00 (2 шт.);

16,00 (2 шт.); 18,00 (2 шт.); 20,00 (2 шт.).

3. Линза цилиндрическая (астигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,12 (2 шт.); 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 6,00 (2 шт.).

4. Линза цилиндрическая (астигматическая) положительная (+), дптр.: 0,12 (2 шт.); 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 6,00 (2 шт.).

5. Призма очковая, пр. дптр.: 0,50 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 3,00 (1 шт.); 4,00 (1 шт.); 5,00 (1 шт.); 6,00 (1 шт.); 8,00 (1 шт.); 10,00 (1 шт.).

6. Точечная диафрагма - 1 шт.

7. Щелевая диафрагма - 1 шт.

8. Окклюдер - 1 шт.

9. Красный светофильтр - 1 шт.

10. Зеленый светофильтр - 1 шт.

11. Матированная линза - 1 шт.

12. Цилиндр Мэддокса - 1 шт.

13. Плоскопараллельная пластина - 2 шт.

14. Скрещенный цилиндр, дптр.: 0,25 (1 шт.); 0,50 (1 шт.).

15. Линза с перекрестием - 1 шт.

16. Оправа пробная универсальная - 1 шт.

17. Салфетка (по требованию) - 1 шт.

18. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

IV. Набор пробных очковых линз "Armed" № 4, в составе:

1. Линза сферическая (стигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,12 (2 шт.); 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,25 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 4,75 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,25 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 5,75 (2 шт.); 6,00 (2 шт.); 6,50 (2 шт.); 7,00 (2 шт.); 7,50 (2 шт.); 8,00 (2 шт.); 8,50 (2 шт.); 9,00 (2 шт.); 9,50 (2 шт.); 10,00 (2 шт.); 11,00 (2 шт.); 12,00 (2 шт.); 13,00 (2 шт.); 14,00 (2 шт.); 16,00 (2 шт.); 18,00 (2 шт.); 20,00 (2 шт.).

2. Линза сферическая (стигматическая) положительная (+), дптр.: 0,12 (2 шт.); 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,25 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 4,75 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,25 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 5,75 (2 шт.); 6,00 (2 шт.); 6,50 (2 шт.); 7,00 (2 шт.); 7,50 (2 шт.); 8,00 (2 шт.); 8,50 (2 шт.); 9,00 (2 шт.); 9,50 (2 шт.); 10,00 (2 шт.); 11,00 (2 шт.); 12,00 (2 шт.); 13,00 (2 шт.); 14,00 (2 шт.); 16,00 (2 шт.); 18,00 (2 шт.); 20,00 (2 шт.).

3. Линза цилиндрическая (астигматическая) отрицательная (-), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.); 0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 6,00 (2 шт.).

4. Линза цилиндрическая (астигматическая) положительная (+), дптр.: 0,25 (2 шт.); 0,50 (2 шт.);

0,75 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 1,25 (2 шт.); 1,50 (2 шт.); 1,75 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 2,25 (2 шт.); 2,50 (2 шт.); 2,75 (2 шт.); 3,00 (2 шт.); 3,25 (2 шт.); 3,50 (2 шт.); 3,75 (2 шт.); 4,00 (2 шт.); 4,50 (2 шт.); 5,00 (2 шт.); 5,50 (2 шт.); 6,00 (2 шт.).

5. Призма очковая, пр. дптр.: 0,50 (2 шт.); 1,00 (2 шт.); 2,00 (2 шт.); 3,00 (1 шт.); 4,00 (1 шт.); 5,00 (1 шт.); 6,00 (1 шт.); 8,00 (1 шт.); 10,00 (1 шт.).

6. Точечная диафрагма - 2 шт.

7. Щелевая диафрагма - 1 шт.

8. Окклюдер - 1 шт.

9. Красный светофильтр - 1 шт.

10. Зеленый светофильтр - 1 шт.

11. Матированная линза - 1 шт.

12. Полуматированная линза - 1 шт.

13. Цилиндр Мэддокса - 1 шт.

14. Плоскопараллельная пластина - 2 шт.

15. Скращенный цилиндр, дптр: 0,25 (1 шт.); 0,50 (1 шт.).

16. Линза с перекрестием - 1 шт.

17. Оправа пробная универсальная - 1 шт.

18. Салфетка (по требованию) - 1 шт.

19. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПОРА";

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 630501, Новосибирская область, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, РП КРАСНООБСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, ЗД. 5, ПОМЕЩ. 1;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 630501, Новосибирская область, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, РП КРАСНООБСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, ЗД. 5, ПОМЕЩ. 1;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд.);

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China (1 Байшенг Роуд, Девелопмент Зон, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, Китай);

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 1 Baisheng Road, Development Zone, Danyang City, Jiangsu Province, China (1 Байшенг Роуд, Девелопмент Зон, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, Китай);

12. ОКП/ОКПД2: 32.50.13.121;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Наборы пробных очковых линз «Armed» (далее - наборы линз) предназначены для воспроизведения значений оптической силы при подборе корректирующих очков методом субъективной пробы. Применяется в условиях различных офтальмологических центров, клиниках, больницах, офтальмологических отделениях клиник и больниц, военкоматах, школах, магазинах оптики, поликлиниках, пунктах по подбору очков оптометристами, здравпунктах на предприятиях. Благодаря различной комплектации удобны в применении, как в стационарных условиях так и на выезде.;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 206320;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. (Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Саплай Ко., Лтд.), Yunyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China;

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
206320	IV. Набор пробных очковых линз "Armed" № 4, в составе:
206320	III. Набор пробных очковых линз "Armed" № 3, в составе:
206320	II. Набор пробных очковых линз "Armed" № 2, в составе:
206320	I. Набор пробных очковых линз "Armed" № 1, в составе:

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11



АРМЕД