

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-005-68690950-2024 и признан годным для эксплуатации.

Упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 32.50.30-005-68690950-2024.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Шкаф медицинский металлический для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-005-68690950-2024:

_____ вариант исполнения _____ габаритные размеры
Серийный номер _____
Дата выпуска _____
Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ООО Медицинская Компания «АСК»



**ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**
по ТУ 32.50.30-005-68690950-2024, варианты исполнения:
ШНВ.01.00; ШНВн.01.00

Паспорт
ШНВ.01.00.ПС

г. Нижний Новгород

версия 1.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Приложение 1

Инструкция по сборке

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 50444-2020, МУ-287-113, ГОСТ 15150-69, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Шкаф медицинский металлический для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-005-68690950-2024, варианты исполнения: ШНВ.01.00; ШНВн.01.00. Далее по тексту – Изделие, Шкаф.

Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-005-68690950-2024.

Регистрационное удостоверение №РЗН 2024/24349 от 28.12.2024г.

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Комплектность изделия указана в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование изделия	Кол-во, шт.	Примечание
1	Шкаф медицинский металлический для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-005-68690950-2024, варианты исполнения: ШНВ.01.00; ШНВн.01.00, в составе: - Корпус шкафа в сборе – 1 шт. - Ключ от замка – 2 шт.	1	<i>Отметить нужное (указать один вариант исполнения)</i> ☒ V ☐
	1.1 Паспорт ШНВ.01.00.ПС	1	
	1.2 Руководство по эксплуатации Ш.МСН.00.00.	1	

2.4 **Назначение изделия:** изделие предназначено для размещения и хранения лекарственных средств, используемых для проведения медицинских осмотров, медицинских процедур, медицинских манипуляций, хирургических обследований и операций.

2.5 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.6 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 группа 1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблицах 2.1-2.2.

Таблица 2.1 Габаритные размеры, масса и предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка медицинского изделия

Обозначение исполнения	Ширина, мм, предельное отклонение ±5мм	Глубина, мм, предельное отклонение ±5мм	Высота, мм, предельное отклонение ±5мм	Масса, кг,	Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка, кг
Шкаф медицинский металлический для хранения лекарственных средств					
☒ ШНВ.01.00 ☐ ШНВн.01.00 <i>Отметить нужное (указать один вариант исполнения)</i>	400	500	650	12	Полка металлическая - 12; Дно шкафа - 15

Таблица 2.2 Габаритные размеры внутренних частей медицинского изделия

Обозначение исполнения	Полка шкафа	
	Ширина, мм Типоразмерный ряд с шагом 10мм, предельное отклонение ±5мм	Глубина, мм Типоразмерный ряд с шагом 10мм, предельное отклонение ±5мм
Шкаф медицинский металлический для хранения лекарственных средств		
☒ ШНВ.01.00 ☐ ШНВн.01.00 <i>Отметить нужное (указать один вариант исполнения)</i>	461	400

3.2 Общий вид изделия и его конструктивные особенности приведены в таблице 3.

Таблица 3.

№ п/п	Конструктивные особенности	Общий вид, варианты исполнения
Шкаф медицинский металлический для хранения лекарственных средств		
Вариант исполнения медицинского изделия, корпус которого выполнен из стали:		
1	Шкаф с одним отделением: дверка металлическая с поворотной ручкой с замком в комплекте с двумя ключами, полка металлическая. Шкаф устанавливается на нерегулируемые опоры.	 ШНВ.01.00
Вариант исполнения медицинского изделия, корпус которого выполнен из нержавеющей стали:		
2	Шкаф с одним отделением: дверка металлическая с поворотной ручкой с замком в комплекте с двумя ключами, полка металлическая. Шкаф устанавливается на нерегулируемые опоры.	 ШНВн.01.00

- 3.3 Изделия установлены на нерегулируемые опоры, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола.
- 3.4 Высота нерегулируемых опор составляет 50 мм± 5мм.
- 3.5 Изделие поставляется в собранном виде и не требует сборки.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

Критерием предельного состояния изделия является технико-экономическая нецелесообразность его восстановления.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортировка изделия осуществляется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в упаковке на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности до 98% при температуре воздуха плюс 25°С.

Допускается хранение изделия по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 100% при температуре воздуха плюс 25°С.

4.2.5 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, вызывающих разрушение защитно-декоративных покрытий

4.3. Утилизация

4.3.1 Утилизация изделия осуществляется после завершения срока эксплуатации изделия, а так же в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными.

4.3.2 Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.