

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2 При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4 При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

ПАСПОРТ

СТУЛ

СТ 7

(без спинки, газ – лифт)



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

1.1 Табурет предназначен для организации сидячего рабочего места в медицинских и других учреждениях.

1.2 Сиденье обтянуто винилискожей. Табурет регулируется по высоте с помощью пневматического устройства. Установлен на 5- лучевую опору с колесами.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм		Диаметр сиденья	Высота до сиденья	Масса, кг не более

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование(размеры),мм.	Кол-во,шт.
3.1	Опора аппаратная	5
3.2	Пятилучье	1
3.3	Газовый патрон	1
3.4	Маховик М8	1
3.5	Сидение	1
3.6	Паспорт	1
3.7	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

4.1 Распаковать компоненты стула.

4.2 Установить в отверстия на пятилучье колеса и вставить газ-патрон в стакан и подтянуть шурупы крепления пластины к сидению.

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1 Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».

5.2 Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

5.3 Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.

5.4 Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.

5.5 Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г. на 10л. Раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.