

|          |             |   |   |  |
|----------|-------------|---|---|--|
| AR-34.1  | 500*500*800 | 4 |   |  |
| AR-34.1M | 500*500*800 | 4 | 1 |  |
| AR-34.2  | 500*500*800 | 4 |   |  |
| AR-34.3  | 500*500*800 | 4 |   |  |
| AR-35.1  | 500*500*800 | 5 |   |  |
| AR-35.2  | 500*500*800 | 5 |   |  |
| AR-35.3  | 500*500*800 | 5 |   |  |
| AR-36.1  | 500*500*800 | 6 |   |  |
| AR-36.2  | 500*500*800 | 6 |   |  |
| AR-36.3  | 500*500*800 | 6 |   |  |
| AT-B31.3 | 500*500*800 | 1 |   |  |
| AT-B32.3 | 500*500*800 | 2 |   |  |
| AT-B33.3 | 500*500*800 | 3 |   |  |



# ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

## Свидетельство о приемке

Комплект и его составные части соответствуют требованиям  
ТО РБ 190666709.002-2009 (ГОСТ 16371-2014) и признан годным к  
эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_

Бригада \_\_\_\_\_

М. П.

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



Столики передвижные  
серии AR и AT

ГОСТ 16371-2014

**Столики передвижные**  
**AR-30.1, AR-30.2, AR-31.1, AR-31.2, AR-31.3, AR-32.1, AR-32.2, AR-32.3, AT-B31.3, AT-B32.3, AT-B33.3**

**1. Предназначение**

Столик предназначен для размещения и хранения медицинских инструментов, приборов, материалов и медикаментов в лечебно - профилактических учреждениях

**2. Общая характеристика**

Тумба конструкционно выполнена из следующих элементов:

- корпус с ящиками;
- основание

Изделие поставляется в собранном виде.

**3. Описание**

Конструкция цельносварная, панельного типа, выполненной из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1 мм/ aisi 304 0.8 мм , выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости.

Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие. Высота выдвижных ящиков по фасаду не менее -60 мм. Выдвижные ящики имеют широкозахватные ручки длиной не менее 200 мм.

Металлические элементы тумбы имеют защитно-декоративное покрытие из эпокси-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Наружные поверхности устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

Колесные опоры из серой резины медицинской серии диаметром не менее 50 мм. Два колеса с тормозом.

**4. Упаковка, транспортировка и хранение**

Столик обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должно хранить в закрытом помещении при температуре от -5°С до +40°С при верхнем значении относительной влажности 80%, при температуре +25 °С и при более низких температурах – без конденсации влаги. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

**5. Правила ухода**

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

**6. Порядок предъявления претензий**

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (18 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель осуществляет за собой право вносить изменение в конструкцию, без уведомления заказчика, и не ухудшающие работоспособность изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Р. Б.
2. Регистрационное удостоверение Министерство Здравоохранения Р Ф.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габаритные размеры | Выдвижной ящик | Полка | Примечание                                                                                                                                            |
|---------|--------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-30.1 | 500*500*800        |                | 2     | Верхняя полка со стеклом                                                                                                                              |
| AR-30.2 | 500*500*800        |                | 2     | Верхняя полка со стеклом, С-образное основание                                                                                                        |
| AR-31.1 | 500*500*800        | 1              |       | Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом                                                                                        |
| AR-31.2 | 500*500*800        | 1              |       | Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом, С-образное основание                                                                  |
| AR-31.3 | 500*500*800        | 1              |       | рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом, С-образное основание. 5-ти лучевое хромированное основание на колесах                 |
| AR-32.1 | 500*500*800        | 2              |       | Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом                                                                                        |
| AR-32.2 | 500*500*800        | 2              |       | Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом, С-образное основание                                                                  |
| AR-32.3 | 500*500*800        | 2              |       | рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом, С-образное основание. 5-ти лучевое хромированное основание на колесах                 |
| AR-33.1 | 500*500*800        | 3              |       | Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом Ящики: 3 Колеса: 4 колеса ø50 мм (2 - с тормозом)                                      |
| AR-33.2 | 500*500*800        | 3              |       | Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом Ящики: 3 Колеса: 4 колеса ø50 мм (2 - с тормозом)                                      |
| AR-33.3 | 500*500*800        | 3              |       | Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом Ящики: 3 5-ти лучевое хромированное основание Колеса: 4 колеса ø50 мм (2 - с тормозом) |