

ПАСПОРТ

Ветеринарный стол СВ-11



wiki⁺vet
СДЕЛАНО В РОССИИ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ОПИСАНИЕ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ	6
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
8. ПРАВИЛА ТРАСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	7-8
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ.....	8
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8-9
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	9

Ветеринарный стол СВ-11

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Ветеринарный стол СВ-11 (далее изделие) предназначен для проведения процедур, осмотров и обследований в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Каркас изделия изготовлен из стальных профильных труб прямоугольного сечения с нанесением защитно-декоративной порошковой краски.

2.3. Материал столешницы – нержавеющая сталь.

2.4. Столешница имеет крючки по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций.

2.5. Высота стола регулируется электроприводом. Электропривод приводится в действие от ножного пульта управления.



Рис. 1 Ножной пульт управления

2.6. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Длина стола, мм	1300-1450
Ширина стола, мм	600
Высота стола, мм	400÷950
Масса стола, кг	42,2
Напряжение питания сети, В	220
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	150±5

3.2. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.

4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия.

4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия.

4.7. Перед любым ремонтом отключите электропривод от сети питания.

4.8. Перед дезинфекцией отключите электропривод из сети.

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

№	Наименование	Количество, шт	Изображение
1	Ветеринарный стол Wikivet СВ-11	1	
2	Металлические лотки	2	-
3	Миска	1	-
4	Стойка для вливания	1	-
5	Паспорт, шт	1	-

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

6.1. После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

6.2. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Покрытие из нержавеющей стали допускает проведение влажной уборки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование для уборки хлорсодержащие растворы и моющие средства, содержащие абразивы.

ВАЖНО: средства, изготовленные на основе хлора, вызывают коррозию металлических поверхностей.

РЕКОМЕНДУЕМ следующие вещества: пероксид, дезоксан, секусепт, перекись водорода, ПВК.

7.2. Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

7.3. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

7.4. Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

7.5. Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

7.6. Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

8. ПРАВИЛА ТРАСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1. Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги.
- 8.3. Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.
- 8.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.
- 9.2. Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

10.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ветеринарный стол СВ-11

Соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска ____/_____/20 ____ г.

Подпись ответственного за приемку _____

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие
медицинской
техники Ветеринарный стол СВ-11
(наименование
и тип)

Серийный
номер _____

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи ____ / _____ /20 ____ г.

М.П. _____
(подпись, штамп торгующей организации)