

ОКП 94 5210

РУ № ФСР 2012/13172 от 12.11. 2015 г.

**ШИРМА ОДНО-ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМИ
ПОЛОТНИЩАМИ, ДЛЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ШП 1/3-“ДЗМО”
ЭТИКЕТКА
ШП 1/3.00.000 ЭТ**



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,
рекомендуем тщательно изучить этикетку перед эксплуатацией.
Сохраняйте этикетку для использования в будущем.

1 Технические характеристики, комплектность, порядок работы

Длина, мм	665 ± 15
Ширина, мм	506 ± 15
Высота, мм	1810 ± 20
Масса ширмы, не более, кг	10
Средний срок службы до списания, лет	5 лет

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Ширма одно-трёхсекционная с полимерными полотнищами, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений, ШП 1/3-“ДЗМО”	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
2	Этикетка ШП1/3.00.0000 ЭТ	1 экз.

Примечание:

- При поставке ширм в разобранном виде, крепежные изделия поставляются установленными в местах их креплений или уложенными в пакет.
- Допускается поставка другой комплектности в соответствии с условиями договора на поставку продукции.

- 1.1 Сборку ширмы производить согласно рисунка 1.
- 1.2 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия, его конструкция может отличаться от приведенной.

2 Консервация


2.1 Металлические детали ширмы должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2»С» со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

Акционерное общество
“Досчатинский завод медицинского оборудования”

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок “ДЗМО”, здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

2.2 Ширма одно-трехсекционная «ШП1/3», зав.№ _____ подвергнута в ОАО «ДЗМО» консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-007-07614107-99.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	



1-каркас; 2,4-труба; 3-полотно; 5-соединительная защелка;
6- дюбель; 7- шуруп; 8- колесо.

Рисунок 1

3. Транспортирование и хранение

3.1. Транспортирование ширмы должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

3.2. Ширма должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

3.3. Изделия, транспортировавшиеся или хранившиеся при температуре ниже 0°С перед вскрытием упаковки и перед эксплуатацией должны быть выдержаны в помещении с температурой не ниже 18°С в течение 4 часов.

4. Гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-007-07614107-99.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.

4.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.

4.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение – владелец изделия.

4.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность изделия и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдения правил эксплуатации;
- б) небрежности при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке;
- в) проникновения жидкостей и грязи, других посторонних предметов.

4.5 Для обеспечения гарантии дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

Гарантия не распространяется на естественный износ.

5. Сведения о рекламациях

5.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО «ДЗМО»

607033, Россия, Нижегородская область, Выксунский район, поселок Досчатое,

тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

e-mail: support@dzmo.ru, www.dzmo.ru

5.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации (если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).

5.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации. Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на сборочные единицы и детали, которые подвергались ремонту у потребителя.

5.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно, то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.

5.5 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения кресла и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы кресла с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, заклинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

6 Сведения об утилизации

Поскольку ширма не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

7. Свидетельство о приемке

Ширма одно-трёхсекционная	ШП 1/3-"ДЗМО"	
Наименование изделия	Обозначение	
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.		
Служба качества		

подпись		

расшифровка подписи		

число, месяц, год		
Сборщик / упаковщик		



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 12 ноября 2015 года № ФСР 2012/13172

На медицинское изделие
Ширма одно-трехсекционная с полимерными полотнищами, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений ШП 1/3 - "ДЗМО"
по ТУ 9452-007-07614107-99

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Производитель
Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
(АО "ДЗМО"), Россия,
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок "ДЗМО", здание № 1, пом. № 001

Место производства медицинского изделия
607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19,
участок №3, здание №3/2; участок №4, здание 4/1; участок №5, здание №5/1

Номер регистрационного досье № РД-9083/44557 от 28.10.2015

Вид медицинского изделия 156900

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5210

приказом Росздравнадзора от 12 ноября 2015 года № 8331
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения  Д.В. Пархоменко

0015391