

АО «СКБ СО и Э»

Дата введения 05.05.2025 г.



**Стул для стоматолога С-2
по ТУ 9452-001-13726632-2008**

**Паспорт
С-2.00.000 ПС**

г. Волгоград

1. Назначение изделия

1.1. Стул для стоматолога С-2 предназначен для врачей стоматологов, хирургов для проведения стоматологических, хирургических операций и применяются для оснащения стоматологических, хирургических кабинетов поликлиник, больниц и госпиталей.

1.2. Нормальные условия эксплуатации стульев: температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 °С.

2. Технические характеристики

2.1. Расстояние от пола до верхней плоскости сиденья:
в крайнем нижнем положении 460±10 мм;
в крайнем верхнем положении 590±10 мм.

2.2. Расстояние от пола до верхней поверхности спинки:
в крайнем нижнем положении 730±10 мм;
в крайнем верхнем положении 860±10 мм;

2.2.1. Диаметр сиденья, 400 ± 10мм;
Диаметр основания 440± 10мм;

2.4. Средний срок службы до списания — 5 лет. За критерий предельного состояния изделия принимается такое состояние, при котором восстановление его работоспособности невозможно или экономически нецелесообразно.

2.5. Масса 15± 1,5 кг.

2.6. Допустимая нагрузка: 135 кг.

3. Гарантийные обязательства

3.1. При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации, изложенных в паспорте, изготовитель гарантирует безотказную работу стула на протяжении гарантийного срока.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации стульев 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Стул имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

4. Утилизация

4.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

4.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Стулья, после дезинфекции, подлежат утилизации в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

4.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию (уничтожению) стульев, не пригодных к эксплуатации, производят специализированные компании, имеющие соответствующие лицензии.

5. Свидетельство о приемке.

Стул для стоматолога С-2 по ТУ 9452-001-13726632-2008:

_____,
Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-001-13726632-2008 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

6. Гарантийный талон

Гарантийный талон
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12