

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0039254

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.04УКР0.ОС0001.Н00161

8419200000

32.50.12

Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт» по ТУ 32.50.12-025-55307168-2018 в вариантах исполнения:

1. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-5, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 5 дм3, в составе:

- полка - 1 шт.;
- полка - 1-3 шт. (при необходимости);
- паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- вставка плавкая 1А - 1 шт.;
- вставка плавкая 10А - 2 шт.

2. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-10, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 10 дм3, в составе:

- полка - 3 шт.;
- полка - 1-5 шт. (при необходимости);
- паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- вставка плавкая 1А - 1 шт.;
- вставка плавкая 10А - 2 шт.

3. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-20, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 20 дм3, в составе:

- полка - 3 шт.;
- полка - 1-5 шт. (при необходимости);
- паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- вставка плавкая 1А - 1 шт.;
- вставка плавкая 10А - 2 шт.

4. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм3, модель «Ферропласт»-40-1, в составе:

- полка - 3 шт.;
- полка - 1-5 шт. (при необходимости);
- паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- вставка плавкая 1А - 1 шт.;
- вставка плавкая 15А - 2 шт.

5. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм3, модель «Ферропласт»-40-2, в составе:

- полка - 3 шт.;
- полка - 1-5 шт. (при необходимости);
- паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- вставка плавкая 1А - 1 шт.;
- вставка плавкая 15А - 2 шт.

6. Стерилизатор воздушный медицинский «Ферропласт»-40, горизонтальный, с прямоугольной камерой, односторонний, объемом 40 дм3, модель «Ферропласт»-40-3, в составе:

- полка - 3 шт.;
- полка - 1-5 шт. (при необходимости);
- паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- вставка плавкая 1А - 1 шт.;
- вставка плавкая 15А - 2 шт.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Л.В. Романенко

инициалы, фамилия

П.Е. Филимонов

инициалы, фамилия